

Produktportfolio

Humanmedizin

(das Produktportfolio Human finden Sie auf dem Flyer "Produktbaum für Humanmedizin")

Veterinärmedizin

OEM

Konventionelle Röntgengeräte und Zubehör

Konventionelle Röntgengeräte
 | Röntgensysteme mit Zukunft



...neuste Technik für konventionelle Röntgensysteme

Versionen

- portable Röntgeneratoren von GIERTH X-Ray international
- Fahrstative und Kassettenthalter
- Röntgentische und Wandhalterungen

Digitale Röntgensysteme inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware

Medici DR-Systeme vet
 | inklusive dicomPACS® DX-R Software
 | DR Retrofit-Systeme mit Zukunft

DR-Retrofits



...Nachrüstsets für bereits vorhandene Röntgenanlagen

Medici Versionen

- Medici DR 1417vet**
1 Panel 14"x17" (mobil) inkl. PC und **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware
- Medici DR 1717vet**
1 Panel 17"x17" für den Festeinbau inkl. PC und **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware
- Medici DR 1216vet**
1 Panel 12"x16" inkl. PC und **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware

Leonardo DR-Systeme
 | inklusive dicomPACS® DX-R Software
 | Portable Röntgensysteme mit Zukunft

DR-Kofferlösungen



...Kofferlösungen für mobiles oder portables Röntgen

Leonardo Versionen

- Leonardo DR 1210vet**
portable DR-Lösung mit Sensor 10" x 12" (27 x 33 cm) für Pferdekauuntersuchungen inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware
- Leonardo DR 1417vet**
portable DR-Lösung mit Sensor 14" x 17" (35 x 43 cm) für alle Einsatzbereiche inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware

Amadeo DR-Systeme vet
 | inklusive dicomPACS® DX-R Software
 | Röntgensysteme mit Zukunft

DR-Komplettsysteme



...Röntgen-Komplettsysteme inkl. Stativ, Bucky, Generator, Flatpanel etc.

Amadeo Versionen

- Amadeo DR 1417vet**
kompletter Röntgentisch inkl. Generator, PC und **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware
- Amadeo DR 1717vet**
kompletter Röntgentisch inkl. Generator, PC und **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware
- Amadeo DR 4030vet**
kompletter Röntgentisch inkl. Generator, PC und **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware

Divario CR-Systeme vet
 | inklusive dicomPACS® DX-R Software
 | CR-Systeme mit Zukunft

CR-Lösungen



...CR-Systeme für digitales Röntgen mit Kassetten

Divario Versionen

- Divario CR 360vet**
inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware
Basisgerät: Kodak PoC 360
- Divario CR 145vet**
inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware
Basisgerät: Carestream Direct View Vita 45
- Divario CR 125vet**
inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware
Basisgerät: Carestream Direct View Vita 25

Bildmanagement (PACS)

IdicomPACS® vet
 | Digitale Bildverarbeitung
 | in der Veterinärmedizin



...umfasst Akquisition, Verarbeitung, Befundung, Transfer und Archivierung von Bildmaterial; sämtliche Aufnahmen sowie jegliche Art von Dokumenten werden in einer digitalen Patientenakte hinterlegt

Module & Lösungen

- Webserver
- Prothesendokumentationsmodul
- Patienten-CD
- Pferdekauuntersuchung
- Digitales Röntgenbuch
- Statistikmodul
- Videomodul
- Verarbeitung von CT- und MRT-Serien
- und vieles mehr

X-ray Akquisitions-Software

dicomPACS® DX-R
 X-ray Acquisition Software

[nur für OEMs]



dicomPACS® DX-R ist eine professionelle Akquisitionssoftware für Röntgenbilder von Flatpanel-Systemen (DR) und CR Geräten (Speicherfolienlesegeräte) beliebiger Hersteller. Die Software kann zusätzlich die komplette Steuerung der Röntgeneratoren und Röntgenanlagen unterschiedlicher Hersteller vornehmen und ermöglicht somit einen geordneten und optimalen Arbeitsablauf. Eine einfache und benutzerfreundliche Bedienoberfläche mittels Touchscreen oder Maussteuerung runden das System ab.

dicomPACS® DX-R ist das „Herzstück“ einer direkt digitalen Röntgenanlage. Egal, ob es sich hierbei um ein s.g. „Retrofit-System“ zur Digitalisierung bereits installierter Röntgengeräte, komplette Neuanlagen inkl. Generatorsteuerung oder transportable Kofferlösungen für portable/ mobile Röntgeneratoren handelt.