

Produkt·Information

dicomPACS[®] DX-R 19" Touchscreen-Workstation [Mini-PC mit 19" Touchscreen-Monitor]

Lieferumfang

- Mini-PC
- 19" Touchscreen-Monitor
- Optische Maus und Tastatur
- MS Windows Professional
- Stresstest der Hardware
- Vorinstallation der **dicomPACS[®] DX-R** Software

Spezifikation

Mini-PC

- Intel[®] Core Prozessor
- 4 GB RAM DDR
- Dual-Head Grafikkarte
- 2 x 250 GB Festplatten gespiegelt (RAID 1)
- DVD+/-RW-Laufwerk
- 2 x 1000 Mbit Netzwerkkarte

19" Touchscreen-Monitor color

Der ProLite T1931SR-1 basiert auf den neuesten 5-Wire-Resistive-Touchscreens. Diese Technologie ist erste Wahl, wenn es auf besonders lange Haltbarkeit und höchste Ausfallsicherheit ankommt.

- 1.280 x 1.024 Pixel (Arbeitsfläche 301 x 376 x mm)
- 19" (48 cm) Bilddiagonale
- Resistiv-Touchscreen-Technologie
- 80% Lichtdurchlässigkeit
- 5 ms Reaktionszeit
- Kontrastverhältnis 900 : 1 mit Touchpanel
- 200 cd/m² Helligkeit mit Touchpanel
- Blickwinkel horizontal/vertikal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 80°/80°
- 16.7 Mio. darstellbare Farben



dicomPACS® DX-R 19" Touchscreen Workstation

Monitormaße:



Maße der Arbeitsfläche:



Maße Mini-PC
*[bitte zusätzlichen Freiraum
für Steckeranschlüsse und
Belüftung beachten!]*



Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbedrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Stempel des Händlers