

# Referenz

Chirurgisch-unfallchirurgische Praxis  
Dr. med. Claus Lang, Öhringen



„Das **Amadeo**-Röntgenkomplettsystem von Oehm und Rehbein ist mir empfohlen worden, außerdem hatte ich ein gutes Bauchgefühl bei der Anlage. Im Vergleich zum analogen Röntgen habe ich nun einen besseren und schnelleren Arbeitsablauf und eine schnelle Vervielfältigungsmöglichkeit. Außerdem entsteht durch die Archivierung kein Platzproblem mehr. Der gesamte Arbeitsablauf in der Bilderstellung ist wesentlich vereinfacht und gleichzeitig wesentlich schneller. Die Bildbefundung und Archivierung ist mit der Software einfach und unproblematisch.“

Die chirurgisch-unfallchirurgische Praxis von Dr. Claus Lang verfügt über hohe fachliche Kompetenz, modernste Technik und ein breitgefächertes Leistungsspektrum. Die digitale Röntgendiagnostik wurde Anfang des Jahres 2010 mit einem strahlungsarmen Direkt-radiographie-System auf den neuesten technischen Stand gebracht. Die **Amadeo**-Röntgenkompletanlage besteht aus einem universellen Schwenkbügelsystem von Sedecal sowie einem Samsung 1717 Flat-panel. Die Akquisitionsoftware für Röntgenbilder **dicomPACS**® **DX-R** übernimmt die Steuerung der Anlage. Darüber hinaus sorgt **dicomPACS**® für die Bildverteilung innerhalb der Praxis.



Amadeo DR-Systeme

inklusive *dicomPACS®DX-R* Software

Röntgensysteme mit Zukunft

# Amadeo DR- Röntgenkomplett- systeme

Für den Fall, dass Sie in eine neue Röntgenanlage investieren möchten, bietet Oehm und Rehbein eine nach Ihren Anforderungen maßgeschneiderte Komplettlösung. Ein **Amadeo** DR-System umfasst alle notwendigen Bestandteile für das digitale Röntgen ohne Kassetten, wie Röntgentisch, Generator, Flatpanel, PC und die **dicomPACS®DX-R** Akquisitionsoftware.

Alle **Amadeo**-Systeme für das digitale Röntgen werden standardmäßig mit einer integrierten Generatorsteuerung ausgeliefert. Das bedeutet, dass die **dicomPACS®DX-R** Steuerungskonsole sämtliche Funktionen zum Betrieb des Röntgensystems übernimmt: Von der Steuerung des Röntgenerators bis zum fertigen, befundfähigen Bild.

**Amadeo**-Komplettssysteme können aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Röntgentischen, Generatoren und Flatpanels kombiniert werden. Für eine Beratung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Weitere Infos finden Sie unter [www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de)



Oehm und Rehbein

Medizinische

Systemlösungen

Oehm und Rehbein GmbH

18057 Rostock, Germany, Waldemarstraße 20 g/h

Info-Hotline: +49 (0)381 - 20 36 116

[www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de), [info@oehm-rehbein.de](mailto:info@oehm-rehbein.de)

[Stempel Vertriebspartner]