


# Vorteile

## Bildbefundung auf höchstem Niveau

- Komplet **integrierter dicomPACS® Viewer zur Bildbefundung**, Weiterverarbeitung und Speicherung der Bilder in einer SQL-Datenbank inkl. Bildmanipulationen, Exportmöglichkeiten, Layoutanpassungen, frei konfigurierbarer Oberfläche und vieles andere mehr



*Integrierter professioneller  
dicomPACS® Viewer für eine  
hochwertige Bildbefundung*

- Stufenloser **Zoom, PAN, Lupe, ROI, Crop, Drehen, Spiegeln** etc.
- Einfügen von **Bildannotationen**, z.B. freie Texte, Pfeile, Ellipsen etc.
- **Vermessungen** von Strecken, Winkeln, Flächen und Dichte
- Anpassen der Window/Levelwerte und **Gammakorrektur**, Schärfefilter, Rauschunterdrückung
- Bereitstellung vieler Zusatzfunktionen wie die Berechnung des **Cobb'schen Winkel, HD-Vermessungen, Beckenschiefstandsmessungen, integrierte Befunderfassung** etc.
- Ausdrucken von Bildern sowohl auf Windows-Druckern als auch Laserimagern über **DICOM-Basic-Print**
- Erstellung von **DICOM-Patienten-CDs** mit kostenlosem **WEB-Viewer**
- **Export von Bildern** im JPEG, TIFF, BMP und DICOM-Format
- Problemlos bis zum professionellen, **vernetzten Bildmanagementsystem** (PACS) erweiterbar