



Die Voraufnahmen werden sofort auf dem zweiten Monitor angezeigt. Sollen einzelne Bilder in den später erstellten OP-Bericht übernommen werden, können diese gleich per Knopfdruck markiert und damit im OP-Programm abgespeichert werden.



1. Patientenaufsuchung im Praxis-EDV-System

Durch Klick auf den Aufnahme-Button wird die Bildaufnahme gestartet.



2. Aufnahme starten

Mit dem linken, am OP-Tisch befindlichen Fußschalter werden die Aufnahmen ausgelöst. Beim Wechsel einer Modalität, etwa auf C-Bogen, wird mit der rechten Taste das Live-Bild des C-Bogens zur Bildaufnahme aktiviert. Im sterilen Zustand kann zwischenzeitlich mit dem Fußschalter unter den Voraufnahmen am PC hin- und hergeschaltet bzw. in die Rasterdarstellung (z.B. 3x3-Bilder) bei MRT-Serien gewechselt werden.



3. Durchführung der OP

Am PC überfliegt der Operateur die aufgenommenen Bilder. Die für den OP-Bericht vorgeesehenen Aufnahmen können selektiert, Texte sowie Pfeile eingesetzt werden. Zudem können Bilder auch vom digitalen Fotoapparat importiert werden.



4. Selektion der OP-Bilder

Schritt für Schritt

Einfache, anwender optimierte Arbeitsweise

5. Diktat starten



6. Spracheingabe



Sprachgesteuert werden sowohl Bildunterschriften zugeordnet als auch alle anderen Texte strukturiert diktiert. Der Operateur sieht sein Diktat zeitgleich auf dem Monitor. Korrekturen erfolgen entweder sofort bzw. später im Schreibbüro.


7. OP-Diktatliste




Wenn sich in der Jobliste ein Eintrag zum Ausdrucken des OP-Berichtes zeigt, kann der Operateur selbst den Bericht in der OP-Diktatliste anklicken oder dieses jener Schreibkraft überlassen, die auch die Korrekturen am Diktat vornimmt.

8. OP-Berichterstellung

Nach Anklicken des OP-Berichtes in der OP-Diktatliste wird Word aktiviert und der komplette OP-Bericht wird vollautomatisch zusammengestellt. Alle Angaben zum Patienten, zu OP-Bildern, Voraufnahmen, diktierten Texten sowie Informationen zur OP - wie Assistent, Anästhesist - werden eingefügt. Das Layout wird entsprechend der Anzahl der Bilder und der Textlänge automatisch optimiert.



9. Ausdruck und Archivierung



Der OP-Bericht wird ausgedruckt und steht zeitgleich im Krankenblatt des Patienten (Word-Datei) und auch im Archivsystem (PDF-Format) zur Verfügung.

