


# Vorteile

## Das professionelle DX-R Bildprozessing

- Immer perfekte Bilder – in der Regel **kein Justieren** notwendig
- Integrierte Software zur **automatischen Bildoptimierung**
- Professionelles und für jede einzelne Untersuchung **adaptierbares Bildprozessing** zur optimalen Bildberechnung für spezielle Kundenwünsche
- Das Bildprozessing erlaubt aufgrund spezieller Verfahren die **Variierung der Röntgenparameter in weiten Grenzen** bei nahezu gleich bleibender Bildqualität (**Möglichkeit zur Dosisreduktion**)
- **Knochen und Weichteile** in einem Bild – das ermöglicht eine signifikant bessere Befundung
- Sehr gute **Detailerkennbarkeit von Fein- und Knochenstrukturen**
- Rauschunterdrückung
- **Schwarzmaskenfunktion** (automatic shutters)
- Automatische **Entfernung von Rasterlinien** bei Verwendung von stehenden Rastern



Aufnahme  
ohne **DX-R**  
Bildprozessing



Aufnahme  
ohne **DX-R**  
Bildprozessing



Aufnahme  
mit **DX-R**  
Bildprozessing



Aufnahme  
mit **DX-R**  
Bildprozessing