

Integrierte Bildverteilung

- **Weltweite Bildverteilung** an Kollegen oder Patienten über den **dicomPACS® Webserver** möglich (optional) - der Zugriff auf die Bilder kann von jedem PC mit Internetzugang erfolgen
- Möglichkeit zum **direkten Autorouting** von Bildern an externe Radiologen
- Bei Bedarf kann eine **externe Archivierung über den Webserver** realisiert werden
- Bildversand an Bildmanagementsysteme über **DICOM store**, auch an mehrere Datenbanken



Webvorschau



Webviewer