

Humanmedizin

(das Produktportfolio Human finden Sie auf dem Flyer "Produktbaum für Humanmedizin")

Veterinärmedizin

OEM

Konventionelle Röntengeräte und Zubehör

Konventionelle Röntengeräte
 I Röntgensysteme mit Zukunft



...neueste Technik für konventionelle Röntgensysteme

Versionen

- portable Röntgen-generatoren von GIERTH X-Ray international
- Fahrstative und Kassettenhalter
- Röntgentische und Wandhalterungen

Digitale Röntgensysteme inkl. **dicomPACS® DX-R** Akquisitions-Software

Medici DR-Systeme^{vet}
 I inklusive **DX-R** Akquisitions-Software
 I DR Retrofit-Systeme mit Zukunft

DR-Retrofits



...Nachrüstsets für bereits vorhandene Röntgenanlagen

Medici Versionen

- Medici DR 1417^{vet}**
1 Panel 14"x17" (mobil) inkl. PC und **DX-R** Software
- Medici DR 1717^{vet}**
1 Panel 17"x17" für den Festeinbau inkl. PC und **DX-R** Software
- Medici DR 1216^{vet}**
1 Panel 12"x16" inkl. PC und **DX-R** Software

Leonardo DR-Systeme
 I inklusive **DX-R** Akquisitions-Software
 I Portable Röntgensysteme mit Zukunft

DR-Kofferlösungen




...Kofferlösungen für mobiles oder portables Röntgen

Leonardo Versionen

- Leonardo DR 2520+**
portable DR-Lösung mit Sensor 8" x 10" (25 x 20 cm) für Pferdekaufuntersuchungen inkl. **DX-R** Software
- Leonardo DR 1210**
portable DR-Lösung mit Sensor 10" x 12" (27 x 33 cm) für Pferdekaufuntersuchungen inkl. **DX-R** Software
- Leonardo DR 1417**
portable DR-Lösung mit Sensor 14" x 17" (35 x 43 cm) für alle Einsatzbereiche inkl. **DX-R** Software

Amadeo DR-Systeme^{vet}
 I inklusive **DX-R** Akquisitions-Software
 I Röntgensysteme mit Zukunft

DR-Komplettsysteme




...Röntgen-Komplettsysteme inkl. Stativ, Bucky, Generator, Flatpanel etc.

Amadeo Versionen

- Amadeo DR 1417^{vet}**
kompletter Röntgensystem inkl. Generator, PC und **DX-R** Software

Divario CR-Systeme^{vet}
 I inklusive **DX-R** Akquisitions-Software
 I CR-Systeme mit Zukunft

CR-Lösungen



...CR-Systeme für digitales Röntgen mit Kassetten

Divario Versionen

- Divario CR 360^{vet}**
inkl. **DX-R** Software
Basisgerät: Kodak PoC 360
- Divario CR 35^{vet}**
inkl. **DX-R** Software
Basisgerät: Dürr

Bildmanagement (PACS)

IdicomPACS^{vet}
 I Digitale Bildverarbeitung
 I in der Veterinärmedizin



...umfasst Akquisition, Verarbeitung, Befundung, Transfer und Archivierung von Bildmaterial; sämtliche Aufnahmen sowie jegliche Art von Dokumenten werden in einer digitalen Patientenakte hinterlegt

Module & Lösungen

- Webserver
- Prothesendokumentationsmodul
- Patienten-CD
- Pferdekaufuntersuchung
- Digitales Röntgenbuch
- Statistikmodul
- Videomodul
- Verarbeitung von CT- und MRT-Serien
- und vieles mehr

X-Ray Akquisitions-Software

dicomPACS^{vet} DX-R
 X-ray Acquisition Software

[nur für OEMs]



dicomPACS^{vet} DX-R ist eine professionelle Akquisitionssoftware für Röntgenbilder von Flatpanel-Systemen (DR) und CR Geräten (Speicherfolienlesegeräte) beliebiger Hersteller. Die Software kann zusätzlich die komplette Steuerung der Röntgen-generatoren und Röntgenanlagen unterschiedlicher Hersteller vornehmen und ermöglicht somit einen geordneten und optimalen Arbeitsablauf. Eine einfache und benutzerfreundliche Bedienoberfläche mittels Touchscreen oder Maussteuerung runden das System ab.

dicomPACS^{vet} DX-R ist das „Herzstück“ einer direkt digitalen Röntgenanlage. Egal, ob es sich hierbei um ein s.g. „Retrofit-System“ zur Digitalisierung bereits installierter Röntengeräte, komplette Neuanlagen inkl. Generatorsteuerung oder transportable Kofferlösungen für portable/ mobile Röntgen-generatoren handelt.