

3. August 2009

## Oehm und Rehbein GmbH realisiert Speziallösung für Speicherfolien-System: *dicomPACS® DX-R* übernimmt auch Steuerung des Röntgengenerators

In einer internistischen Praxis im schweizerischen Caslano werden die Röntgenbilder des CR-Systems, eines Kodak Point of Care Gerätes, digitalisiert. Dafür sorgt die Akquisitionsoftware für Röntgenbilder *dicomPACS® DX-R*. Eingebunden in die Lösung wird aber nicht nur das Speicherfoliensystem, sondern auch ein *Stadler* Röntgengenerator der 8x Serie. Die *dicomPACS® DX-R* Software übernimmt zusätzlich die komplette Steuerung des Generators und sorgt somit für einen komfortablen Arbeitsablauf – genauso wie bei integrierten, professionellen DR-Systemen mit Flatpanel Detektoren.

„Alle notwendigen Einstellungen für eine Röntgenuntersuchung können von **einer** Bedienoberfläche vorgenommen werden“, erläutert Bernd Oehm, einer der beiden Geschäftsführer der Oehm und Rehbein GmbH, die Vorteile des Systems. „Komplettiert wird die Benutzerfreundlichkeit durch die vielen hilfreichen Funktionen, die in die *dicomPACS® DX-R* Software integriert wurden.“


Dazu zählt der multimediale Röntgenhelfer, der die richtige Einstelltechnik für jede Untersuchung mit Hinweisen, Fotos und Videos anschaulich darstellt. So kann direkt vor jedem Röntgenschuss nachgeschaut werden, wie die Aufnahme erstellt wird und wie ein fehlerfreies Röntgenbild aussehen sollte.

Das professionelle Bildprozessing kann entsprechend den Benutzerwünschen individuell angepasst werden. Leistungsstarke Bildbearbeitungsprozesse erlauben eine organspezifische Optimierung und garantieren somit Röntgenbilder in höchster Qualität. Weitere Möglichkeiten und Hilfen, wie integrierte Vermessungsfunktionen und das Einfügen von Texten und Pfeilen etc., erleichtern den Röntgenvorgang und die Auswertung der Bilder enorm.

Wir begeistern Ärzte.

Oehm und Rehbein GmbH  
Waldemarstr. 20 g/h, 18057 Rostock  
Zentrale: Tel. 0381 - 20 36 112  
Support: Tel. 0381 - 20 36 115  
Fax 0381 - 20 36 111, [info@oehm-rehbein.de](mailto:info@oehm-rehbein.de)

GF: Bernd Oehm, Ragnar Rehbein, HRB 8923  
Ust.-ID-Nr. DE-227 731 719, ST.-Nr. 079/115/01761  
Ostseesparkasse Rostock:  
Konto: 220 013 314, BLZ: 130 500 00  
IBAN: DE87 1305 0000 0220 0133 14  
BIC: NOLADE21ROS



Funktionsprinzip

Die Oehm und Rehbein GmbH ist seit 1991 national und international im Bereich bildgebende Verfahren tätig. Das Rostocker Unternehmen liefert komplexe Systemlösungen für konventionelle und digitale Röntgenanlagen in Krankenhäusern und Facharztpraxen und gehört mit über 600 installierten Bildverarbeitungssystemen im In- und Ausland zu den Marktführern in Deutschland. Zufriedene Kunden in über 35 Ländern nutzen die von Oehm und Rehbein entwickelten digitalen Bildmanagementlösungen. Durch das flächendeckende Kompetenznetz von Vertriebspartnern garantiert Oehm und Rehbein eine schnelle und fachkundige Beratung.

Weitere Informationen zum Produktportfolio finden Sie unter [www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de)

Ansprechpartner:  
Sabine Urban  
Oehm und Rehbein GmbH  
[presse@oehm-rehbein.de](mailto:presse@oehm-rehbein.de)  
Tel. +49(0)381-20 36 118  
Fax +49(0)381-20 36 111