



# Produkt·Information

## Röntgen-Rolltisch mit integrierter Kassetten-/ Rasterlade

### Kurzbeschreibung

- Kassetten-/Rasterlade unter der Tischplatte längs verschiebbar
- Ideal mit Wandarm kombinierbar
- Tischgestell: eloxiertes Aluminium
- Tischplatte: strahlendurchlässiger, weißer Kunststoff
- Leicht zu reinigen und desinfektionsmittelbeständig
- Optional: größenverstellbare HD-Fixierkrippe aus Kunststoff
- Optional: Wandarm bzw. Federwandarm als Röntgengeräteaufhängung
- Maße:  
 Länge: 155,5 cm  
 Breite: 67,5 cm  
 Höhe: 78 cm

Dieser separate Aufnahmetisch verfügt über eine integrierte Kassetten-/Rasterlade, welche unter der Tischplatte längs verschoben werden kann.

Dieser Röntgen-Rolltisch ist ideal mit den von Oehm und Rehbein

angebotenen Federwandarmen, Wand- und Deckenaufhängungen zu kombinieren.

Der Röntgenrolltisch ist durch Zukauf eines Erweiterungsmoduls (Röntgengeräteaufhängung) zum CombiVet S aufrüstbar.

- **Kassetten-/ Rasterlade längs unter der Tischplatte verschiebbar**



## Röntgen-Rolltisch mit integrierter Kassetten-/Rasterlade



### Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbedrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Stempel des Händlers