

# Referenz


Tierärztliche Klinik am Bökelberg  
Dr. med. vet. Arnd Stelljes,  
41063 Mönchengladbach



Dr. Arnd Stelljes: "Unsere Tierärztliche Klinik hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Spezialisierung innerhalb der Kleintiermedizin eine umfassende tiermedizinische Betreuung - nach neuesten Methoden und Erkenntnissen - anzubieten. Alle Untersuchungsmethoden werden dem wachsenden Fortschritt angepasst. Zwei Schwerpunkte in unserer Klinik sind die Orthopädie und Chirurgie.

Zur Minimierung der Strahlenbelastung und einer schnelleren und zuverlässigeren Befundverwaltung hier haben wir uns bei der Diagnostik für eine zukunftsorientierte, digitale Lösung entschieden.

Für das digitale Röntgen wurde eine AGFA CR 25.0 mit spezieller, veterinärmedizinischer Bedienoberfläche von der Firma "GIERTH X-Ray international" installiert. Das Esaote Vet-MR sowie ein Ultraschallgerät der Firma GE wurden ebenfalls über unsere DICOM-Software in das Praxisnetzwerk integriert.



Die Bildverarbeitungssoftware **dicomPACS<sup>®</sup>vet** der Firma Oehm und Rehbein konnte direkt und problemlos an unsere Kliniksoftware (Vetera, Fa. GP Software) angebunden werden. Jetzt können wir alle Röntgen-, MRT- und Ultraschallbilder bequem an unseren sechs Arbeitsplätzen in den Behandlungsräumen zeigen und bearbeiten.

Die direkte Verknüpfung der Bildverarbeitungssoftware mit unserem Praxisprogramm ermöglicht uns eine Vorschau der Bilder aller angebundenen Modalitäten direkt in Vetera. Die Bilder können jetzt auch direkt aus der Karteikarte aufgerufen werden.

Die Transferrate der Bilder ist - nach anfänglichen Netzwerk bedingten Problemen mit den Ladezeiten - sehr zufrieden stellend. Ganz nach der Devise - jeder macht, was er kann - haben wir uns für eine Verknüpfung einer reinen PACS-Software mit einem bewährten Praxisprogramm entschieden.

**dicomPACS<sup>®</sup>vet** ist in meinen Augen eine zukunftsfähige PACS-Software, die unsere Ansprüche voll erfüllt."



# Digitale Bilder und Dokumente

Mit Hilfe von **dicomPACS® vet** können Sie die papierfreie Arztpraxis Wirklichkeit werden lassen. Sämtliche Aufnahmen (Röntgen, CT, MRT, Sono, Endoskopie, Digitalkamera etc.) sowie jegliche Art von Dokumenten (Befunde, Heilungsverläufe, Faxe) werden mit **dicomPACS® vet** in einer digitalen Patientenakte hinterlegt und sind mit einem Mausklick sofort verfügbar.

Mit durchdachten Archiv- und Backuplösungen garantieren wir Ihnen den schnellen Zugriff auf alle Daten unter höchsten Sicherheitsstandards entsprechend den gültigen Richtlinien und Gesetzen. **dicomPACS® vet** kann zudem problemlos in alle gängigen Verwaltungssysteme integriert werden.

Die **dicomPACS® vet** Software umfasst Akquisition, Verarbeitung, Transfer und Archivierung von Bildmaterial. Da die Software in enger Zusammenarbeit mit Teilradiologen konzipiert und entwickelt wurde, haben Sie ein einfach zu bedienendes, durchdachtes Instrument für die tägliche Diagnostik in der Hand.

Zur Erfolgsbilanz von Oehm und Rehbein gehören über 600 installierte Bildverarbeitungssysteme im In- und Ausland. Zufriedene Kunden in mehr als 40 Ländern nutzen die von den Rostocker Spezialisten entwickelten digitalen Bildmanagementlösungen.

**Weitere Infos finden Sie unter [www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de)**



**Oehm und Rehbein GmbH**  
18057 Rostock, Germany, Waldemarstraße 20 g/h  
Info-Hotline: +49 (0)381 - 20 36 116  
[www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de), [info@oehm-rehbein.de](mailto:info@oehm-rehbein.de)

[Stempel Vertriebspartner]