

Leonardo DR mini III

Der Goldstandard für Pferde- und Gemischtpraxen



Der Koffer kann bequem am **Haltegriff** oder mit **Tragegurt** transportiert werden



Einfache Entnahme des Röntgen-detektors aus dem **gepolsterten Transportfach**

21,5" (54,6 cm) Full HD-Touchscreen-Monitor für große Röntgenbilder und eine bequeme Befundung

Intuitive Bedienung über **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware mit **integriertem Röntgenhelfer** - getrennt nach Tiergattungen (Pferd, Hund, Katze, etc.)



Röntgenkoffer kann auch mit **externem Netzteil** ohne Akkus betrieben werden

Intelligenter Stromsparmmodus durch Herunterklappen des Monitors → Sie können innerhalb eines definierten Zeitrahmens sofort weiterarbeiten bzw. das System fährt selbstständig herunter



Mit einem Handgriff wird der integrierte Monitor in die Arbeitsposition gebracht

Robuster, **extrem widerstandsfähiger Koffer** aus neuestem Hightech-Verbundmaterial mit stoßdämpfender Kantenverstärkung, spritzwassergeschützt (IPX4)



Optionale **kabellose Fernbedienung** des Systems über Ihr Smartphone per App (siehe Videolink auf der Rückseite)

Unschlagbare Bildqualität durch automatisches, intelligentes Bild-processing

Sehr geringes Koffergewicht von nur 9,5 kg mit großem Full HD-Touchscreen-Monitor (ohne Detektor)



Ausreichend Platz für alle **25 x 30 cm-** und **35 x 43 cm-**Röntgen-detektoren inkl. Protectionbox

Optionale **Zubehörtasche** für ein transport-sicheres Verpacken von Ersatzakkus, Ladegeräten, etc.



Vet-Spezialvermessungsmethoden und Makros für immer wiederkehrende Untersuchungsabläufe, z. B. offener Winkel für Hufrehe, Kaufuntersuchung etc. verfügbar



Austausch der Akkus während des **laufenden Betriebes**, kein Herunterfahren des Systems notwendig

System ermöglicht kontinuierliches, **kabelloses Arbeiten über 8 Stunden mit bis zu 500 Röntgenaufnahmen** (im Double-Akku-Betrieb; 18 Volt / 5 Ah)

Statusanzeige des Gesamtsystems in 4 Farben zur direkten Visualisierung des Arbeitsablaufes

Standard-PC-Tastatur

USB-Anschluss