

## Preiswertes Röntgenkomplettsystem – für Kleintierpraxen

Mai 2021. Die Oehm und Rehbein GmbH stellt die zweite Generation des beliebten Röntgentisches Amadeo V- DR nano für Kleintiere vor.

Das preiswerte Röntgenkomplettsystem bietet viele zusätzliche Features, die dank unserer Produktentwickler am Rostocker Oehm und Rehbein-Standort in das neue Gerät mit eingeflossen sind. Das Röntgen und der gesamte Arbeitsablauf werden Ihnen noch leichter von der Hand gehen. Der Patientenlagerungstisch ist mit einer schwimmenden, komplett ebenen Tischplatte ohne Aufkantungen ausgestattet und bietet großzügige Verfahrswege. Die vier Ecken der Platte sind abgerundet und die Stirnseiten mit je 3 Seilklemmen ausgestattet.

Unter dem Fach für den CsI Detektor wurde eine große Schublade mit Stauraum für Kleinteile und Lagerungshilfen im Tisch eingebaut.

Der Hochfrequenzgenerator mit drehbarer Lichtvisierblende ist über das Stativ nahezu schwingungsfrei direkt im Röntgentisch integriert.

Mit einer Leistung von 5,6 kW und einem Röhren-Doppel-Fokus (0,6/1,8 mm) erfüllt dieser auch anspruchsvolle Anforderungen für einen Einsatz in der Veterinärmedizin. Besonders hervorheben möchten wir das moderne Touchdisplay mit Anatomieprogrammen für das gesamte Kleintier-Spektrum. Sowohl die jeweilige Spezies als auch und die zu untersuchende Körperregion können ausgewählt werden.

Das kompakte Röntgensystem gestattet die Montage auf engstem Raum. Der Anschluss an eine Standard-Steckdose (230 V) ist ausreichend. Durch die Pulverbeschichtung ist das System unempfindlich gegen Stoßbeschädigungen und leicht zu reinigen.

Die *dicomPACS<sup>®</sup> DX-R* Steuerungskonsole übernimmt sämtliche Aufgaben zum Betrieb des Röntgensystems: Von der Steuerung des Röntgenerators bis zur Erstellung eines qualitativ sehr hochwertigen, befundfähigen Bildes.

Ausführliche Informationen zu Ausstattung, Maßen und Vorteilen finden Sie auf unserer Website.

Seit 1991 ist die Oehm und Rehbein GmbH mit Sitz in Rostock als Hersteller digitaler Röntgentechnik und Entwickler von Bildmanagementsystemen tätig. In mehr als 120 Ländern werden die hauseigenen Lösungen Praxis und Klinik erfolgreich eingesetzt. Das Portfolio reicht von DR-Retrofits für vorhandene stationäre oder mobile Röntgenanlagen, über Speicherfolien-Systeme (Röntgen mit Kassetten), Röntgenkomplettsysteme bis hin zur mobilen DR-Detektor-Kofferlösung für den Outdoor-Einsatz.

Ansprechpartnerin für PR: Heide Hardt (Heide.Hardt@oehm-rehbein.de)

Adresse: Oehm und Rehbein GmbH, Neptunallee 7c, 18057 Rostock,  
[www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de)

Datum der Mitteilung: Mai 2021

Zeichen inklusive Leerzeichen: 1913 (2400)