

Dezember 2020: Die Oehm und Rehbein GmbH stellt die zweite Generation der Bestseller-Röntgen-Komplettlösung für die Kleintierpraxis vor.

Der komplette Prozess der Produktentwicklung über das Design, die mechanische Konstruktion, Musterbau und Serienfertigung erfolgte mit eigenen Mitarbeitern an unserem Rostocker Standort. „Das macht uns sehr stolz“, betont Geschäftsführer Bernd Oehm, „ist es doch ein weiterer, wichtiger Meilenstein bei unserem Ziel, künftig bei der Geräteentwicklung noch schneller und flexibler zu werden. Sowohl unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren als auch Tipps und Wünsche der Tiermediziner sind in unser neues Röntgengerät der Extraklasse mit eingeflossen.“

Das Amadeo V-DR mini II mit seiner vollkommen ebenen Tischplatte ohne Aufkantungen wird die Veterinärmediziner begeistern. Der Patient kann dank der serienmäßigen Klemmen an den Stirnseiten des Tisches mit Bändern optimal fixiert werden, sodass das Personal den Kontrollbereich zur Aufnahme verlassen kann.

Unter dem 4-Wege-Schwimmtisch sind der PC sowie ein durchdachtes Schubladensystem für z. B. Lagerungshilfen oder andere Kleinteile untergebracht.

Der 32kW-Hochfrequenzgenerator mit drehbarer Lichtvisierblende ist platzsparend direkt im Röntgentisch integriert. Über die Fußbremse am Tisch kann sowohl die Bewegung der Tischplatte gestoppt als auch das Licht am Kollimator bedient werden. Für die Stromversorgung genügt der Anschluss an eine Standardsteckdose (230 Volt).

Der eingebaute PC und ein direkt am Röntgenstativ angebrachter, schwenkbarer 24“ Touch-Monitor gestatten das Arbeiten auf engstem Raum. Ausgestattet mit dem Amadeo Softwarepaket kann die Integration in bestehende Praxisverwaltungsprogramme problemlos erfolgen.

Die stabile Monitor-Armhalterung ist zur bequemen Bedienung um 180° schwenkbar und auch höhenverstellbar.

Zur einfachen Visualisierung des Betriebszustands dient die 3-stufige LED-Statusanzeige am Röntgenstativ. Mit Hilfe des 2-stufigen Fußschalters kann der Röntgenschuss vorbereitet und ausgelöst werden.

Das System wird mit unterschiedlichen kabellosen und -gebundenen Röntgendetektoren angeboten. Der Kunde kann zwischen einem 35x43 cm oder einem 43x43 cm CsI-Detektor wählen.

Ausführliche Informationen zu Ausstattung, Maßen und Vorteilen finden Sie auf unserer Website.

Seit 1991 ist die Oehm und Rehbein GmbH mit Sitz in Rostock als Hersteller digitaler Röntgentechnik und Entwickler von Bildmanagementsystemen tätig. In mehr als 100 Ländern werden die hauseigenen Lösungen im niedergelassenen Bereich, in der Radiologie und im Krankenhaus erfolgreich eingesetzt. Das Portfolio reicht von DR-Retrofits für vorhandene stationäre oder mobile Röntgenanlagen (Röntgen ohne Kassetten), über CR-Systeme (Röntgen mit Kassetten), Röntgenkomplettsysteme bis hin zur mobilen DR-Detektor-Kofferlösung für den Outdoor-Einsatz (THW, militärische Sanitätsdienste, auf Schiffen und Bohrinseln).

Ansprechpartnerin für PR: Heide Hardt (Heide.Hardt@oehm-rehbein.de)

Adresse: Oehm und Rehbein GmbH, Neptunallee 7c, 18057 Rostock, www.oehm-rehbein.de

Datum der Mitteilung: Dezember 2020

Zeichen inklusive Leerzeichen: 2300 (2911)