

Jetzt noch leichter und komfortabler- der neue Leonardo DR mini II

Im Mai 2018 stellt die Oehm und Rehbein GmbH die zweite Generation des tragbaren Röntgenkoffers Leonardo DR mini vor.

Der Leonardo DR mini II übertrifft seinen Vorgänger in seiner Ausstattung bei geringerem Gewicht.

Mit nur 8,9 kg zählt er zu den weltweit leichtesten Röntgenkoffersystemen.

Der Koffer überzeugt nicht nur durch sein ansprechendes Design. Die hochwertige Kunststoffverarbeitung und das durchdachte Designkonzept bilden die Grundlage für einen praxistauglichen Koffer in jedem Außeneinsatz. Bei Bedarf lässt sich die Kofferschale einfach mit Wasser reinigen. Das mobile Kompaktpaket passt hinter jeden Autositz.

Der Leonardo DR mini II ist schnell startklar und einfach zu bedienen. Sämtliche Komponenten sind im Röntgenkoffer integriert. Der 17"-Laptop kann leicht aus seiner Haltevorrichtung im Koffer entnommen und als Touch-Tablet zu Präsentationszwecken genutzt werden. Der mobile Rechner ist mit der Akquisitions- und Befundsoftware *dicomPACS®DX-R* ausgestattet. Der kabellose CsI-Röntgendetektor wird platzsparend in der Kofferinnenschale transportiert und garantiert beste Bildqualität auch bei niedrigen Röntgendosiswerten. Alles ist perfekt verpackt.

Das neue, digitale Röntgen-Komplettsystem unterstützt seine Anwender in der ambulanten digitalen Radiologie in den Bereichen der Humanmedizin, Katastrophenschutz, Notfallmedizin auf Schiffen, Yachten und Ölplattformen sowie bei Sanitätsdiensten. In der Veterinärmedizin kann die Kofferlösung in Tierarztpraxen, Pferdekliniken oder universitären Einrichtungen eingesetzt werden.

Auf unserer [Website](#) finden Sie alle wichtigen Informationen zu Ausstattung, Maßen und Vorteilen des Leonardo DR mini II.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte direkt unter: info@oehm-rehbein.de

Seit 1991 ist die Oehm und Rehbein GmbH mit Sitz in Rostock als Hersteller digitaler Röntgentechnik und Entwickler von Bildmanagementsystemen tätig. In fast 100 Ländern werden die hauseigenen Lösungen im niedergelassenen Bereich, in der Radiologie und im Krankenhaus erfolgreich eingesetzt. Das Portfolio reicht von DR-Retrofits für vorhandene stationäre oder mobile Röntgenanlagen (Röntgen ohne Kassetten), über CR-Systeme (Röntgen mit Kassetten), Röntgenkomplettsysteme bis hin zur mobilen DR-Detektor-Kofferlösung für den Outdoor-Einsatz (THW, militärische Sanitätsdienste, auf Schiffen und Bohrinseln).

Ansprechpartnerin für PR: Heide Hardt (Heide.Hardt@oehm-rehbein.de)

Adresse: Oehm und Rehbein GmbH, Neptunallee 7c, 18057 Rostock, www.oehm-rehbein.de

Datum der Mitteilung: Juni 2018

Zeichen inklusive Leerzeichen: 1813