

Referenzbericht

Direkt-digitales Röntgen mit **Amadeo** in der
Fachtierärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. Beate Fischer-Wackes
und Dr. Jörg Wackes in Gundelfingen, Deutschland



Tierärztliche Gemeinschaftspraxis

Dr. Jörg Wackes
Dr. Beate Fischer-Wackes

79194 Gundelfingen
Tel. 0761-5950015
info@wackes-tieraerzte.de
www.wackes-tieraerzte.de

 Amadeo-Systeme

Referenzbericht

Die Praxis von Dr. Beate Fischer-Wackes und Dr. Jörg Wackes bietet alle Leistungen einer Kleintierpraxis inklusive bildgebender Diagnostik mit Röntgen, Ultraschall und Endoskopie. Schwerpunkte bilden die Bereiche Dermatologie, Goldimplantation, (endoskopische) Chirurgie, Zahnheilkunde und Physiotherapie. Pro Quartal werden in der Praxis mehrere hundert Röntgenaufnahmen erstellt.

Seit Anfang des Jahres 2011 arbeitet die Praxis mit einem direkt-digitalen Röntgenkomplettsystem. Das Amadeo DR-System umfasst einen Patientenlagerungstisch mit schwimmender Tischplatte, den Röntgengenerator, der platzsparend direkt im Röntgentisch integriert ist, und einen DR Tech Flaatz 560 Detektor.

„Vor der Anschaffung des neuen Röntgensystems haben wir uns die letzten Jahre im Kollegenkreis umgehört und da wurden uns von verschiedenen Seiten Lösungen von Oehm und Rehbein empfohlen“, erläutert Dr. Jörg Wackes. „Zuvor haben wir analog geröntgt. Beim direkt-digitalen Röntgen mit Detektor ist der Arbeitsablauf deutlich zügiger“, benennt er einen der Vorteile des neuen Röntgensystems.

„Die Bildqualität ist sehr gut im Gesamtbild. Bildbearbeitung und Bildgewichtung sind möglich und sinnvoll, dadurch gewinnen wir einen höheren Informationsgehalt aus einer Aufnahme.“

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.oehm-rehbein.de



Dr. Jörg Wackes,
Fachtierarzt für Klein-
und Heimtiere



Die *dicomPACS®DX-R* Akquisitionsoftware wird per Touchscreen bedient. Anschließend werden die erstellten Bilder mit dem *dicomPACS®vet* Bildmanagementsystem befundet und archiviert.

„Die Befundung ist einfach und modern. Hilfreich sind dabei die zahlreichen *dicomPACS®vet* Funktionalitäten wie Annotationen, Rasterdarstellungen, Vergrößerung, Lupenfunktion, Hell-/Dunkel-Kontraständerungen und Bildexport. Dank der unkomplizierten Archivierung haben wir auch später einen schnellen Zugriff auf die Bilder. Und die Anbindung an meine Praxissoftware Vetinf funktioniert problemlos“, berichtet Dr. Wackes.

Aber auch Service und Beratung stellen für die Tierärzte einen wichtigen Bestandteil dar. „Mit dem technischen Support von Oehm und Rehbein sind wir sehr zufrieden“, stellt Dr. Wackes fest. „Fehlermeldungen werden am Telefon freundlich aufgenommen. In dringenden Situationen erfolgt eine sofortige Weiterleitung beziehungsweise eine zeitnahe Reaktion. Insgesamt können wir bei Oehm und Rehbein immer auf eine gute Erläuterung und lösungsorientierte Hilfe zählen.“





Das Amadeo-Röntgensystem der Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis Dres. Wackes wurde 2011 installiert und nicht mehr im Angebot. Untenstehend finden Sie unser aktuelles Modell.

Platzsparendes Röntgen-Komplettsystem für den Standardsteckdosen-Betrieb mit schwenkbarem Monitor



Amadeo

V *mini*

Die Röntgenanlage Amadeo V-DR mini wurde speziell für die Bedürfnisse in der Veterinärpraxis konzipiert und ist besonders für kleine Tierarztpraxen geeignet. Der Patientenlagerungstisch ist mit einer schwimmenden Tischplatte und sehr leisen Bremsen ausgestattet. Diese erlaubt großzügige Verfahrswege und kann bequem an der Frontleiste betätigt werden. Eine professionelle Monitor-Arm-Halterung zur bequemen Bedienung der *dicomPACS® DX-R* Akquisitions- und Befundsoftware ist 180° schwenkbar und höhenverstellbar. Der 230 V-Hochfrequenzgenerator ist platzsparend direkt im Röntgentisch integriert. Die kompakte Bauweise des Amadeo V-DR mini gestattet die Montage auf engstem Raum.

 **Oehm ^{und} Rehbein**

www.oehm-rehbein.de

Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
Tel. +49 381 36 600 500, Fax +49 381 36 600 555
www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de

Info-Hotline: +49 381 36 600 600



Weitere detaillierte Informationen zum **Amadeo V mini** finden Sie hier.