

Referenz


Direkt-digitales Röntgen mit **Amadeo**
in der Fachtierärztlichen Gemeinschaftspraxis
Dr. Beate Fischer-Wackes und Dr. Jörg Wackes,
in Gundelfingen, Deutschland



Die Praxis von Dr. Beate Fischer-Wackes und Dr. Jörg Wackes bietet alle Leistungen einer Kleintierpraxis inklusive bildgebender Diagnostik mit Röntgen, Ultraschall und Endoskopie. Schwerpunkte bilden die Bereiche Dermatologie, Goldimplantation, (endoskopische) Chirurgie, Zahnheilkunde und Physiotherapie. Pro Quartal werden in der Praxis mehrere hundert Röntgenaufnahmen erstellt.

Seit Anfang des Jahres 2011 arbeitet die Praxis mit einem direkt-digitalen Röntgenkomplettsystem. Das **Amadeo** DR-System umfasst einen Patientenlagerungstisch mit schwimmender Tischplatte, den Röntgengenerator, der platzsparend direkt im Röntgentisch integriert ist, und einen DR Tech Flaatz 560 Detektor.

„Vor der Anschaffung des neuen Röntgensystems haben wir uns die letzten Jahre im Kollegenkreis umgehört und da wurden uns von verschiedenen Seiten Lösungen von Oehm und Rehbein empfohlen“, erläutert Dr. Jörg Wackes. „Zuvor haben wir analog geröntgt. Beim direkt-digitalen Röntgen mit Detektor ist der Arbeitsablauf deutlich zügiger“, benennt er einen der Vorteile des neuen Röntgensystems. „Die Bildqualität ist sehr gut im Gesamtbild. Bildbearbeitung und Bildgewichtung sind möglich und sinnvoll, dadurch gewinnen wir einen höheren Informationsgehalt aus einer Aufnahme.“



Die **dicomPACS® DX-R** Akquisitionsoftware wird per Touchscreen bedient. Anschließend werden die erstellten Bilder mit dem **dicomPACS® vet** Bildmanagementsystem befundet und archiviert.

„Die Befundung ist einfach und modern. Hilfreich sind dabei die zahlreichen **dicomPACS® vet** Funktionalitäten wie Annotationen, Rasterdarstellungen, Vergrößerung, Lupenfunktion, Hell-/Dunkel-Kontraständerungen und Bildexport. Dank der unkomplizierten Archivierung haben wir auch später einen schnellen Zugriff auf die Bilder. Und die Anbindung an meine Praxissoftware Vetinf funktioniert problemlos“, berichtet Dr. Wackes.



Aber auch Service und Beratung stellen für die Tierärzte einen wichtigen Bestandteil dar. „Mit dem technischen Support von Oehm und Rehbein sind wir sehr zufrieden“, stellt Dr. Wackes fest. „Fehlermeldungen werden am Telefon freundlich aufgenommen. In dringenden Situationen erfolgt eine sofortige Weiterleitung beziehungsweise eine zeitnahe Reaktion. Insgesamt können wir bei Oehm und Rehbein immer auf eine gute Erläuterung und lösungsorientierte Hilfe zählen.“



Amadeo DR-Systeme *vet*

| inklusive *dicomPACS®DX-R* Software

| Röntgensysteme mit Zukunft

Die universelle Komplettlösung für das digitale Röntgen

Für den Fall, dass Sie in eine neue Röntgenanlage investieren möchten, bietet Oehm und Rehbein eine nach Ihren Anforderungen maßgeschneiderte Komplettlösung. Das **Amadeo** VDR1417 *vet* wurde speziell für die Bedürfnisse in der Veterinärpraxis konzipiert und umfasst alle notwendigen Komponenten und Funktionen für das digitale Röntgen ohne Kassetten - wie Patientenlagerungstisch mit schwimmender Tischplatte, Generator, Flatpanel, PC und die **dicomPACS®DX-R** Akquisitions- und Befundsoftware.

Die kompakte Bauweise des **Amadeo** *vet*-Systems gestattet eine Montage auf engstem Raum. Der Röntgenerators ist platzsparend direkt im Röntgentisch integriert. Die Anlage bietet eine sehr gute Handhabung und Flexibilität für verschiedene Aufnahmetechniken.

Der optimierte Arbeitsablauf des **Amadeo** *vet*-Systems verringert die Zahl der Arbeitsschritte. Damit sparen Sie Zeit sowie personelle und finanzielle Ressourcen.

Die **dicomPACS®DX-R** Steuerungskonsole übernimmt sämtliche Funktionen zum Betrieb des Röntgensystems: Von der Steuerung des Röntgenerators bis zum fertigen, qualitativ hervorragenden befundfähigen Bild. Alle notwendigen Einstellungen werden an einem einzigen Bedienpult vorgenommen. Der integrierte multimediale Röntgenhelfer bietet zusätzlich vielfältige Hinweise für die korrekte Einstelltechnik und Lagerung des Patienten.



Oehm und Rehbein

| Medizinische
| Systemlösungen

Oehm und Rehbein GmbH

18057 Rostock, Germany, Waldemarstraße 20 g/h

Info-Hotline: +49 (0)381 - 20 36 116

www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de

[Stempel Vertriebspartner]

Weitere Infos finden Sie unter www.oehm-rehbein.de