

Referenzbericht

Digitales DR-Aufrüstset mit **Medici** in der Tierklinik
Dierenziekenhuis Haarlem/Niederlande



Version-002-02-2020



Caressa Dierenziekenhuis Haarlem
2025 NA Haarlem, Niederlande
www.dierenziekenhuizen.nl

 Medici DR-Systeme

Referenzbericht



Praxisteam der
Caressa Dierenziekenhuis Haarlem



„Seit kurzem arbeiten wir, die Tierklinik Dierenziekenhuis Haarlem, mit dem Oehm und Rehbein DR-Nachrüstset Medici und dem kabellosen PerkinElmer-Detektor und sind von der digitalen Röntgenlösung begeistert.“

Als Detektor haben wir uns für den PerkinElmer entschieden, da er uns im Vergleich zu anderen Produkten mit Abstand die beste Bildqualität liefert. Gerade für uns als Überweisungsklinik, meist für orthopädische und abdominale Eingriffe, sind präzise Diagnosen zur Festlegung der weiteren Therapien eine Grundvoraussetzung.“

„Unser altes System konnte uns leider nicht immer alle nötigen Informationen liefern, so nutzen wir zusätzlich oft die CT-Diagnostik.“

Das Medici DR-System ist aus unserer Sicht eine professionelle Röntgenlösung, die uns bei unserer täglichen Arbeit hilft, schnell eindeutige Befunde für nötige Weiterbehandlungen zu stellen.

Mit dem digitalen Nachrüstset hatten wir gleich mehrere komplizierte Aufnahmen zu röntgen und sind von den Bildern, der Benutzerfreundlichkeit des Systems und der Möglichkeit, in kurzer Zeit qualitativ hochwertigste Röntgenaufnahmen zu erstellen, einfach nur begeistert.

Die Investition hat sich für uns definitiv gelohnt und ist jeder Praxis, die einen hohen Bilddurchsatz mit Anspruch auf hohe Bildqualität hat, nur zu empfehlen.“

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.oehm-rehbein.de



Medici

Medici DR-Nachrüstsets
für die Veterinärmedizin -
Einfach digital nachrüsten

DR - Systeme

Medici-Systeme sind für nahezu jede vorhandene Röntgenanlage lieferbar. Verschiedene Fabrikate und Größen von Röntgendetektoren ermöglichen die Konfiguration der Anlage nach Ihren Bedürfnissen. Die über einen Touchscreen intuitiv zu bedienende *dicomPACS® DX-R* Akquisitionsoftware passt sich Ihrem Arbeitsablauf an und stellt Röntgenbilder in höchster, reproduzierbarer Qualität zur Verfügung.

Durch die automatische Detektion der Röntgenstrahlung AED (Auto Exposure Detection) ist kein Eingriff in die Röntgenanlage sowie keine Anpassung des Systems oder der Kabelverbindungen notwendig. Das System wird so einfach installiert wie ein Speicherfoliensystem (CR).


Selbstverständlich sind alle Medici-Systeme in Ihre Praxismanagementsoftware integrierbar und geben die Röntgenbilder in ein Bildmanagementsystem (PACS) weiter.

 **Oehm ^{DR} Rehbein**

www.oehm-rehbein.de

Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
Tel. +49 381 36 600 500, Fax +49 381 36 600 555
www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de

Info-Hotline: +49 381 36 600 600



Felix Fugenzahn 2016, HCR/ES