




OR 4Vet

Multimodale Bilddiagnostik,
die begeistert.

Divario CR-F Dental Premium Digitales Radiographiesystem

Schnelles und kostengünstiges Dental-System für hochwertige digitale Bilder

Intraorale
Speicherfolien:
4x Größe 2,
1x Größe 4c,
1 x Größe 4



 **Oehm und Rehbein**

Der Experte an Ihrer Seite.

CR-Premium-Dentalsystem

Das schnelle und kostengünstige Divario CR-F Dental Premium-System liefert hochwertige digitale Bilder. Zusätzlich zum Basis-Set enthält es eine Speicherfolie in Größe 4. Kompakt und erschwinglich steigert es die Produktivität in Tierpraxis und -klinik. Der Dental-Reader vereint elegantes Design mit einem leistungsstarken, benutzerfreundlichen System. Ein automatisches Einzugsfach für "push and go"-Funktion und eine vollständige Palette von wiederverwendbaren Bissflügel- und intraoralen Speicherfolien für eine einfache und schnelle Positionierung perfektionieren das Divario-System. Die mitgelieferte *dicomPACS® DX-R* Software unterstützt (optional) die Steuerung des Röntgengenerators und sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf.


- **Auflösung bis zu 21 lp/mm**
- schnell und kostengünstig
- höchste Benutzerfreundlichkeit und Bildqualität
- automatisches Einzugsfach für "push and go"
- wiederverwendbare intraorale Speicherfolien
- inklusive *dicomPACS® DX-R* Softwaretreiber

Spezifikation

Auswählbare Pixelgröße:	Standard: 64 µm, High: 35 µm (Auflösung bis zu 21 lp/mm)
Auslesezeit:	4,1 ~ 25 sec
Auflösung:	Datenerfassung: 16 Bits per Pixel, 65.000 Grautöne
Abmaße (H x B x T):	268 (H) x 124 (B) x 351 (T) mm
Gewicht:	12,1 lbs (5,4 kg)
Systemkonfiguration:	Tischgerät
Schnittstelle:	USB 2.0 High Speed (480Mbps) / Ethernet (100 Mbps)
Stromversorgung:	100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz, 30W, UPS empfohlen
Betriebsbedingungen:	
Temperatur:	15-30 Celsius (59-86 Fahrenheit)
Luftfeuchtigkeit:	15%-95% RH
Magnetfeld:	Max. 1260 Micro Tesla

Sensorgrößen

Größe	Standard	High
0 (22 x 31 mm)	343 x 484 Pixel	628 x 885 Pixel
1 (24 x 40 mm)	375 x 625 Pixel	685 x 1143 Pixel
2 (31 x 41 mm)	484 x 640 Pixel	886 x 1171 Pixel
3 (27 x 54 mm)	421 x 843 Pixel	771 x 1542 Pixel
4c (48 x 54 mm)	750 x 843 Pixel	1370 x 1542 Pixel
4 (76 x 54 mm)	1187 x 843 Pixel	2170 x 1542 Pixel



Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbedrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.