


Bestell-Nr. AM 2200

Klappbarer Röntgentisch M-DR für mobile Röntgengeräte

- Auf- und Abbau ohne Werkzeug **in 2 Minuten**
- Gewicht **nur 48,5 kg***
- Transportbox mit Laufrollen



**ohne Anbauteile*

Klappbarer Röntgentisch M-DR für mobile Röntgengeräte



Vorteile des klappbaren Röntgentisches:

- Auf- und Abbau ohne Werkzeug:
2 Personen, 2 Minuten, 6 Rändelschrauben
- Gewicht ohne Anbauteile nur 48,5 kg
- ESD-Rollen; gebremst
- bewegliche Infusionshalterung
- bewegliche Halterung für seitliche Aufnahmen
- freie Positionierung der Buckylade unter der gesamten Tischfläche (Detektor 90° drehbar für Beckenaufnahmen)
- Detektor passt inkl. Protection-Case in die Buckylade
Vorteil: Der Detektor ist immer geschützt und muss nicht vor jedem Röntgenvorgang aus dem Case entnommen werden
- Halterung für ein herausnehmbares Raster
- Standard-Transportbox mit Laufrollen inkl. Fach für Unterbringung von Detektor und Zubehör
- Tischplatte leicht zu reinigen



Ausführliche Informationen finden Sie unter www.oehm-rehbein.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbeprospekt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Unternehmenszentrale: Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
Info-Hotline: +49 381 36 600 600, www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de

OR Technology UK: Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, United Kingdom, www.celticsmr.co.uk, sales@celticsmr.co.uk