

Röntgentisch Amadeo V pico für die Kleintierpraxis

Der preiswerte Röntgentisch Amadeo V pico wurde speziell für die Kleintierpraxis entwickelt. Er verfügt über ein integriertes Stativ inkl. 5 kW-Generator und ist vielseitig einsetzbar. Mit dem Amadeo V pico können Sie einfach & schnell Auf- und Untertisch-aufnahmen realisieren. Die mitlaufende Kassettenlade erleichtert die Positionierung des vierbeinigen Patienten.



- Röntgengerät lässt sich zentriert über der Tischmitte in der Längsrichtung bewegen, Kassetten-/ Rasterlade folgen zentriert dem Generator
- Standardisiert mit 5 kW-Generator, andere Generatoren auf Anfrage
- Tischgestell besteht aus eloxiertem Aluminium
- Tischplatte besteht aus strahlendurchlässigem, weißem Kunststoff
- Leicht zu reinigen und desinfektionsmittelbeständig
- Optional: Größenverstellbare HD-Fixierkrippe aus Kunststoff
- Optional: auch ohne Generator erhältlich
- Maße Tischplatte: 1.591 x 742 mm
Arbeitshöhe: 806 mm; Höhe gesamt: 2.215 mm

Röntgentisch Amadeo V pico






Generator mit großem Touchscreen

Einfache & unkomplizierte Bedienung



[andere Generatoren auf Anfrage]



Ausführliche Informationen finden Sie unter www.oehm-rehbein.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbeprospekt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Unternehmenszentrale: Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
 Info-Hotline: +49 381 36 600 600, www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de
OR Technology UK: Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, United Kingdom, www.celticsmr.co.uk, sales@celticsmr.co.uk