



OR 4Vet

Multimodale Bilddiagnostik,
die begeistert.

Amadeo V-DR pico

Preiswerter Röntgentisch

für die Kleintierpraxis mit mitlaufender Kassettenlade



 Oehm und Rehbein

Der Experte an Ihrer Seite.

Röntgentisch für die Kleintiermedizin

Der preiswerte Röntgentisch Amadeo V pico verfügt über ein integriertes Stativ inkl. 5 kW-Generator und ist vielseitig einsetzbar. Mit dem Amadeo V pico können Sie einfach & schnell Auf- und Untertischaufnahmen realisieren. Die mitlaufende Kassettenlade erleichtert die Positionierung des vierbeinigen Patienten.

Röntgengerät lässt sich zentriert über der Tischmitte in der Längsrichtung bewegen, Kassetten-/Rasterlade folgen zentriert dem Generator

Tischplatte besteht aus strahlendurchlässigem, weißem Kunststoff - Leicht zu reinigen und desinfektionsmittelbeständig

Tischgestell besteht aus eloxiertem Aluminium

Optional: Größenverstellbare HD-Fixierkrippe aus Kunststoff

Maße
Tischplatte:
1.591 x 742 mm
Arbeitshöhe:
806 mm; Höhe
gesamt: 2.215 mm

5 kW-Generator mit großem Touchscreen*

Einfache & unkomplizierte Bedienung

*andere Generatoren auf Anfrage



Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbungsdrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.