

Bestell-Nr. XA0350

Schutzgehäuse mit Handgriff

passend für den Röntgen-
detektor **XenOR 24CW**

Dieses Schutzgehäuse wurde speziell für den Röntgendetektor XenOR 24CW entwickelt, um diesen vor Stößen und starken Erschütterungen von außen zu schützen. Das robuste Gehäuse enthält mehrere Schutzschichten und eine umlaufende Gummieinfassung, um Stöße zu absorbieren und die Belastbarkeitskapazität zu erhöhen. Trotz seiner Robustheit ist das Schutzgehäuse sehr leicht, zusammen mit dem Detektor haben Sie nur ca. 2.900 g in der Hand.

Der handliche Griff lässt sich vom Gehäuse lösen und seitlich befestigen. Das garantiert einen flexiblen Einsatz für verschiedene Anforderungen im täglichen Praxisbetrieb.

- Formschlüssige Verriegelung, um das Herausfallen des Röntgendetektors zu verhindern
- Handgriff für flexiblen Einsatz (beidseitig anzubringen)
- Umlaufender fester Gummischutz
- Mehrere Schutzschichten als Aufprallschutz
- Patientenfreundliche abgerundete Kanten



Schutzgehäuse mit Handgriff für XenOR 24CW

Parameter

Maße	ca. 340 x 360 x 20 mm (L/B/H)
Gewicht	630 g
Material	Karbon, Kunststoff und Gummi
Feature	<ul style="list-style-type: none"> - Handgriff für flexiblen Einsatz (beidseitig anzubringen) - formschlüssige Verriegelung um das Herausfallen des Röntgen-detektors zu verhindern

Handgriff - modifizierbar für beidseitige Applikation

für beidseitige Applikation



Anschlüsse



Ausführliche Informationen finden Sie unter www.oehm-rehbein.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbedrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
Info-Hotline: +49 381 36 600 600, www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de



Maße der Schutzhülle



Rückseite