

Order-Nr. AM1090

# Holz-Transportbox für das **Amadeo M mini-** Röntgensystem

Die Transportbox aus Multiplex-Platten (MPX-Platten) ist sehr witterungsbeständig und langlebig und liefert einen optimalen Schutz für den Transport des **Amadeo M mini**.

Das Beladen erfolgt, ohne dass ein Anheben des Röntgengerätes notwendig ist: Die Vorderwand lässt sich als Fahrrampe herunterklappen und das System kann in die Box hineingefahren werden.

Das Röntgensystem kann komplett transportiert werden, eine Endmontage ist nicht erforderlich.

- MPX-Platten mit wasserfeste Verleimung sorgen für Stabilität und Formbeständigkeit
- Hochwertige Verarbeitung und Qualität
- Schaumstoffeinlagen im Inneren der Box umschließen das Röntgensystem und wirken stoßdämpfend
- Höchste Transportsicherheit durch robuste Ausführung und spezielle Schnappverschlüsse
- Beladung mittels praktischer Fahrrampe



# Holz-Transportbox für das **Amadeo M mini-Röntgensystem**

## Parameter

### General



Außenabmessungen (LxBxH)	990 x 8050 x 1700 mm
Material	Holz (Multiplex)
Leergewicht	170 kg
Gesamtgewicht inkl. Röntgensystem	250 kg (ohne Zubehör)

### Ausstattung

- Halterungssysteme mit Schaumstoffeinlagen (fest installiert)
- 2 x Rückhaltesystem seitlich (muss vor dem Beladen entfernt werden und danach wieder mit 2 handlichen Sterngriffschrauben montiert werden)
- 6 x Sicherheitsverschluss vorne inkl. abschließbarem Sicherheitsriegel (für Vorhängeschloss/Zahlenschloss)
- 2 x Handgriff seitlich
- 4 x Stapelfuß (seitlich)

### Weitere Informationen

Mehr Informationen zum **Amadeo M mini** finden Sie hier:  
[www.oehm-rehbein.de/de/products/human/amadeo-m-mini-system.html](http://www.oehm-rehbein.de/de/products/human/amadeo-m-mini-system.html)



Ausführliche Informationen finden Sie unter [www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de)

### Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbedrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

**Oehm und Rehbein GmbH**, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c  
Info-Hotline: +49 381 36 600 600, [www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de), [info@oehm-rehbein.de](mailto:info@oehm-rehbein.de)