

Order-Nr. AM1091

# Kunststoff- Transportbox für Amadeo M mini

Die Kunststoff-Transportbox liefert einen optimalen Schutz für den Transport des **Amadeo M mini**. Das Beladen erfolgt - ohne Anheben des Systems - sehr einfach über eine integrierte Fahrrampe. Das Röntgensystem kann komplett transportiert werden, eine Endmontage ist nicht erforderlich.

- Für schnelle Standortwechsel des Röntgensystems geeignet
- Rippenverstärkte Hartschale
- Für Outdoor-Einsätze entwickelt: wasserabweisend, stoßfest, staubdicht
- Hochwertige Verarbeitung und Qualität
- Schaumstoffeinlagen im Inneren der Box umschließen das Röntgensystem und wirken stoßdämpfend
- Höchste Transportsicherheit durch zuverlässige Dichtungen und Schnappverschlüsse
- Beladung mittels praktischer Fahrrampe
- Zwei Fahrrollen und entsprechend platzierte Handgriffe ermöglichen ein leichtes Bewegen der Box




# Kunststoff-Transportbox für Amadeo M mini

## Parameter


General	
Außenabmessungen (LxBxH)	1560 x 870 x 810
Farbe	weiß
Material	Polyethylen (PE-HD)
Leergewicht	62,5 kg
Gesamtgewicht inkl. Röntgensystem	141,5 kg (ohne Zubehör)

Ausstattung	
Transportbox mit Rampe	
2 Ösen mit Gummiband zum Zurückhalten des Gerätes beim Aufrichten	
8 Verschlüsse	
14 Handgriffe	
2 Bockrollen 80mm	

Weitere Informationen
Mehr Informationen zum <b>Amadeo M mini</b> finden Sie hier: <a href="http://www.oehm-rehbein.de/de/products/human/amadeo-m-mini-system.html">www.oehm-rehbein.de/de/products/human/amadeo-m-mini-system.html</a>




Zwei belastbare Bockrollen für ein leichtes Bewegen - auch im beladenen Zustand



Ausführliche Informationen finden Sie unter [www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de)

### Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbedrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c  
Info-Hotline: +49 381 36 600 600, [www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de), [info@oehm-rehbein.de](mailto:info@oehm-rehbein.de)