

@ dicomPACS® *MobileView*

Webbasierter Viewer für stationäre oder mobile Endgeräte

Bilder und Dokumente zu jeder Zeit an jedem Ort



Mobile Freiheit in- und außerhalb von Klinik oder Praxis

MobileView

Bilder und Dokumente zu jeder Zeit an jedem Ort

Der webbasierte Viewer **dicomPACS® MobileView** zählt zu den zahlreichen Erweiterungsmodulen der Diagnostiksoftware **dicomPACS® vet**. Nahezu browser-unabhängig bietet er die Betrachtung von Bildmaterial auch außerhalb einer Tier- bzw. Pferdeklunik oder Tierarztpraxis auf mobilen Endgeräten an. Der Veterinärmediziner kann über eine Netzwerkverbindung weltweit auf sämtliches Bildmaterial über das **dicomPACS® vet** System zugreifen.

Der **dicomPACS® MobileView** Viewer bietet zusätzlich zur reinen Befundung von Bildern auch die Erfassung von Befundtexten und den Export dieser an. Ebenfalls können Dokumente angehängt und ausgetauscht werden. Es werden immer alle Befunde eines Patienten studienübergreifend angezeigt. Zum Export können einzelne Diagnosen eines Patienten ausgewählt und formatiert ausgegeben werden.

Der **dicomPACS® MobileView** Viewer findet durch seine ortsunabhängigen Einsatzmöglichkeiten in vielen Bereichen Anwendung. So kann bereits unmittelbar nach der Röntgenaufnahme die Weiterbehandlung des Patienten im Sprechzimmer beraten werden. Aber auch im OP-Areal stellt der mobile Viewer ein sehr hilfreiches Instrument als Orientierungsvorlage dar.




Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- hohe Flexibilität durch den Einsatz innerhalb verschiedener Internetbrowser, wie Microsoft IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 5, Safari für iPad und Android-Browser
- unterstützt den Vollbildmodus
- intuitive Bedienung
- unterstützt die bekannte Multitouch-Bedienfunktion (z. B. Zoom mit den Fingern)
- ermöglicht das Abspielen von Serien (z. B. Ultraschall)
- Zugriff auf die **dicomPACS® DX-R-** oder **dicomPACS® vet** Datenbank ohne weitere Zusatzmodule
- hohe Ladegeschwindigkeit durch moderne Streaming-Technologie

Einsatzmöglichkeiten von **dicomPACS® MobileView**

dicomPACS® MobileView kann zusätzlich zu bestehenden **dicomPACS® vet** Diagnostikmodulen (Befundarbeitsplätze) installiert werden. Dabei ist es unerheblich, ob die **dicomPACS® MobileView** Software auf einem Netzwerk-PC (reiner Viewing-Arbeitsplatz) oder/und auf einem mobilen Endgerät genutzt wird. Über eine Netzwerkverbindung, z. B. VPN-Zugang eines verwendeten mobilen Endgerätes zum zentralen **dicomPACS® vet** System in der Praxis oder Klinik, besteht weltweiter Zugriff auf sämtliches Bildmaterial.





Lizenzmodell

dicomPACS® MobileView wird über ein Concurrent-User-Lizenzmodell genutzt. Dies bedeutet, dass die Anzahl der gleichzeitig eingeloggtten Nutzer festgelegt wird.

Funktionsumfang von MobileView:

Der webbasierte Viewer bietet viele wichtige Funktionalitäten eines professionellen PACS-Viewers:

- Einzeichnung von Annotationen
- Durchführung von Messungen
- Erfassung von Befunden
- Anhängen beliebiger Dokumente
- Einzeichnen von Linien und Pfeilen (mehrfarbig)
- Bildvergleich durch Wahl unterschiedlicher Raster
- Drehen und Spiegeln von Bildern
- Helligkeit/ Kontrast anpassen
- Invertieren, Vergrößern/ Verkleinern
- Vollbildmodus, Bild einpassen
- PAN
- Scrollen durch Bildserien
- Cine loop bei Multiframe Serien und CT/MRT
- Export von Bildern und Dokumenten (nur auf PC)
- Druck von Bildern und Dokumenten (nur auf PC)

Portfolio Oehm und Rehbein-Produkte im Überblick

 **Medici DR-Systeme vet**

DR-Retrofit - digitale Nachrüstsets für bereits vorhandene Röntgenanlagen inkl. **dicomPACS®DX-R** Akquisitionsoftware, verfügbar für stationäre und mobile Röntgensysteme



 **Leonardo DR-Systeme vet**

DR-Kofferlösungen - kompakte Systeme für portables Röntgen inkl. **dicomPACS®DX-R** Akquisitionsoftware




 **Amadeo Röntgensysteme vet**


Digitale Röntgenkomplettsysteme (inkl. Stativ, Bucky, Generator, Röntgendetektor etc. und **dicomPACS®DX-R** Akquisitionsoftware), mobile Röntgenlösungen sowie portable Röntgenlösungen



 **Divario CR-Systeme vet**

CR-Lösungen - CR-Systeme für digitales Röntgen mit Kassetten inkl. **dicomPACS®DX-R** Akquisitionsoftware



 **Röntgenzubehör**

Röntgenzubehör
z. B. Strahlenschutzwände, Röntgenhandschuhe etc.



 **dicomPACS® vet**

Bildmanagement (PACS) - umfasst Akquisition, Verarbeitung, Befundung, Transfer und Archivierung von Bildmaterial




 **ORCA**


Cloud-basierte Archivlösung - sichere Langzeitarchivierung der Patientendaten mit intelligenter Nutzung von internen Datenspeichern sowie Kommunikationsplattform mit Kollegen und Spezialisten oder als einfache Möglichkeit der Bilddatenweitergabe an den Patienten




dicomPACS®DX-R
X-ray Acquisition Software

X-ray Akquisitionsoftware [nur für OEMs] - Akquisitions- und Befundsoftware für Röntgenbilder von DR-Röntgendetektor- und CR-Systemen



 **Oehm und Rehbein**
Röntgen | Imaging | Lösungen
für Medizin und Industrie

Info-Hotline: +49 381 36 600 600
Ihr überregionaler Ansprechpartner:
Oehm und Rehbein GmbH
18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
Tel. +49 381 36 600 500, Fax +49 381 36 600 555
www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de



[Stempel Vertriebspartner]