

# Referenzbericht

Röntgenkomplettsystem **Amadeo V-DR**  
im Hamburger Kompetenzzentrum Kleintiermedizin,  
Dr. med. vet. Valeska Furck



Version-001-05-2017



Dr. Valeska Furck



## Kompetenzzentrum Kleintiermedizin

Frau Dr. med. vet. Valeska Furck

22529 Hamburg, Tel. 040 589 545 50  
info@kompetenzzentrum-kleintiermedizin.de  
www.kompetenzzentrum-kleintiermedizin.de



Dr. Valeska Furck



 Amadeo V-DR

# Referenzbericht

**Zur Praxis:** Das Kompetenzzentrum Kleintiermedizin in Hamburg Lokstedt wird von der Inhaberin Dr. Valeska Furck geleitet. Zu Ihrem engagierten und hochmotivierten Team gehören zwei weitere Tierärztinnen und drei Tiermedizinische Fachangestellte. Die Überweisungspraxis bietet auf 400 m<sup>2</sup> hochmoderne Technik und hat sich auf Schwerpunkte wie beispielsweise Anästhesie, bildgebende Diagnostik, Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie und Onkologie spezialisiert.

**Die Anforderung und Beweggründe:** Mit der Gründung des Kompetenzzentrums erfüllte sich Frau Dr. Furck den Herzenswunsch, zum Wohle der Tiere in der eigenen Praxis Kleintiermedizin auf fachlich und technisch hohem Niveau zu praktizieren. Die Entscheidung für das digitale Röntgen fiel mit der Planung der neuen Praxis, in der effiziente Arbeitsabläufe eine wichtige Rolle spielen. „Nach ausführlicher Marktanalyse wurde ich über die WDT und Vetera auf die Oehm und Rehbein GmbH aufmerksam“, erinnert sich Dr. Valeska Furck. „Sehr gute Bildqualität und eine einfache Handhabung der Röntgenanlage waren mir wichtig. Außerdem sollte eine unkomplizierte Anbindung an unsere Praxisverwaltungssoftware Vetera möglich sein, sowie das PACS-System auch für die weiteren bildgebenden Modalitäten insbesondere auch die Computertomografie und die Sonografie genutzt werden können.“

**Die Lösung:** Seit Sommer 2016 wird in der Praxis in Hamburg Lokstedt digital geröntgt. Das Komplettpaket **Amadeo V-DR** aus dem Hause Oehm und Rehbein überzeugte. Das System wurde einfach und schnell installiert. Das **Amadeo V-DR** wurde speziell für die Bedürfnisse in der Veterinärpraxis konzipiert und umfasst alle notwendigen Komponenten und Funktionen für das digitale Röntgen ohne Kassetten – wie Patientenlagerungstisch mit schwimmender Tischplatte, Generator, Detektor und PC. Das Bildmanagementsystem **dicomPACS®vet** wurde für den Röntgenraum und alle fünf PC-Arbeitsplätze der Praxis mit geliefert und eingebaut.

Ausführliche Informationen finden Sie unter [www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de)

### **Aus dem Röntgenalltag und den entstandenen**

**Vorteilen für die Praxis:** „Besonders begeistert uns der Workflow in der Bilderstellung,“ betont Tierärztin Valeska Furck. „Das Röntgenbild steht direkt nach dem Röntgen innerhalb weniger Sekunden zur Ansicht zur Verfügung und wir können es betrachten und befunden. Der Zeitverlust durch Entwicklung oder Auslesen entfällt. “In insgesamt sechs Räumen wurden Betrachtungsstationen eingerichtet. Überall dort können die Röntgenbilder aufgerufen werden. Für die Bildbefundung und -archivierung sorgt **dicomPACS®vet**. „Die Archivierung spielt bei uns auf Grund der vielen Bilddaten eine große Rolle. Als Überweisungspraxis ist es ein großer Vorteil die Bilder aus dem PACS auch über das Internet an Kollegen oder Tierhalter verschicken zu können bzw. den Tierbesitzern den Befund samt Bild sofort aushändigen zu können. Das Anhängen weiterer Dateien wie in Vetera erstellte Berichte, Ultraschallbilder und Überweisungen ist ohne Probleme möglich.“

Täglich ist das Röntgengerät im Einsatz. Die **dicomPACS®DX-R** Steuerungskonsole übernimmt sämtliche Funktionen zum Betrieb des Röntgensystems: Von der Steuerung des Röntgenerators bis zur befundfähigen Aufnahme. An einem einzigen Bedienpult werden alle notwendigen Einstellungen vorgenommen. Der integrierte multimediale Röntgenhelfer bietet zusätzliche Hinweise für die korrekte Einstelltechnik und Lagerung des Patienten.

**Installation und Wartung:** „Die Installation der Röntgenanlage **Amadeo V-DR** verlief professionell. Am neuen Gerät wurden wir perfekt eingewiesen und geschult. Probleme können per Fernwartung sofort geklärt werden. Die Oehm und Rehbein-Mitarbeiter im Support sind immer freundlich und hilfsbereit. Das Gesamtpaket stimmt einfach.“





## Amadeo

## V - Systeme

Digitales Röntgen mit dem Röntgen-Komplettsystem für Kleintiere mit integriertem Röntgentisch

Das Amadeo V-System wurde speziell für die Bedürfnisse in der Veterinärpraxis konzipiert und umfasst alle notwendigen Komponenten und Funktionen für das digitale Röntgen ohne Kassetten – wie Patientenlagerungstisch mit schwimmender Tischplatte, 3-Phasen-Röntgengenerator, PC, Monitor und die *dicomPACS®DX-R* Akquisition- und Befundsoftware. Das Amadeo V kann sowohl als Röntgendetektor-System (DR), als auch im Zusammenspiel mit einem Speicherfolien-System (CR) eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise des Amadeo V-Systems gestattet eine Montage auf engstem Raum. Der Röntgengenerator ist platzsparend direkt im Röntgentisch integriert. Die Anlage bietet eine sehr gute Handhabung und Flexibilität für verschiedene Aufnahmetechniken.

Unternehmenszentrale:

Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c  
Tel. +49 381 36 600 500, Fax +49 381 36 600 555  
[www.oehm-rehbein.de](http://www.oehm-rehbein.de), [info@oehm-rehbein.de](mailto:info@oehm-rehbein.de)

OR Technology UK: Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston  
Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, United Kingdom  
[www.celticsmr.co.uk](http://www.celticsmr.co.uk), [sales@celticsmr.co.uk](mailto:sales@celticsmr.co.uk)

Info-Hotline: +49 381 36 600 600

